

Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A	COSMETIKIT®	DRY PLATES®	MUGPLUS
CRIOTECA®	CHROMOSALM	DESINFECTEST®	CCCNT
PLAQUIS®	KITPRO-PLUS	CROMOKIT®	MBS
M-IDENT®	SEILAGUA®	SALMOQUICK	AIRESANO
NEOGRAM	ENVIROCOUNT		

DESINFECCIÓN DEL AIRE (Y SUPERFICIES)

Presentamos 2 aerosoles para distintos modos de desinfección de las superficies y del aire:

✓ **SUPERFICIES: ALCOHOL ETÍLICO DE 70° AL 100%**, spray 300 ml para **uso diario** por **pulsación** (como los insecticidas habituales) en todo tipo de superficies: bactericida-fungicida-virucida. Desinfectante de superficies de alta eficacia. Indicado para la eliminación de bacterias, virus y hongos en todo tipo de locales. Pulverizar 10 segundos por cada 16 m² aproximadamente. REFERENCIA: 0101206

COMPOSICIÓN: alcohol etílico de 70° al 100%.
SPRAY fumigador con 300 ml.
 Fabricante: Caramba, España.

CARACTERÍSTICAS: actúa por inhalación, ingestión y contacto. Se caracteriza por su rápida acción de volteo y su efecto mortífero, acompañado de una baja toxicidad para los mamíferos. Por prevención, aplicar antes sobre una pequeña muestra de la superficie para verificar que no la altera.

ACTIVIDAD: Elevada eficacia frente a todo tipo de bacterias (*E.coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecium*, *Mycobacterium smegmatis*...) y de hongos (*Candida albicans*, *Aspergillus*...). El alcohol etílico de 70° es el oficialmente empleado en los geles hidroalcohólicos para la desinfección de las manos ante virus, bacterias y hongos. Usar a diario, sobre todas las superficies que pudiéremos tocar.

DOSIS DE UTILIZACIÓN: pulverizar hacia la superficie que se quiere desinfectar y esperar a que se evapore antes de tocarla.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar con el envase en posición vertical.

APLICACIONES: Producto de uso profesional y apto para el gran público.



Alcohol Etílico 70°
 Spray pulverizador de superficies

¿Gel hidroalcohólico? **NO**
 ¿Limpiador acuoso con algo de alcohol? **NO**
 Sólo Alcohol Etílico 70°

Nada más seguro que limpiar con alcohol de 70° de calidad farmacéutica, las superficies expuestas como encimeras, mostradores, teléfonos, teclados, llaves, pomos y tiradores de puertas, pasamanos, bolsos, botones de ascensor, tapas de wc, suelas de calzado, patas de mascotas tras el paseo, interior de automóviles, vehículos de alquiler y de transporte de pasajeros (volante, palanca de cambios, asientos, asideros...), mámparas de protección, ambulancias, camillas, instrumental de peluquería, estética y piercing, aparatos y bancos de gimnasia, objetos de la compra... Aplicado sobre ropa actúa y se evapora rápidamente, sin dejar olor.

MODO DE EMPLEO:
 Aplicar directamente sobre superficies.
 Pruebe el producto en una parte poco visible para comprobar que la superficie no se altera. Aplicar durante 1 segundo y frotar hasta que se absorba y/o evapore.

RENDIMIENTO:
 Envase de 300 ml. (405cc incluido el gas). 160 aplicaciones.

De alta en el Instituto Nacional de Toxicología, con matriculación europea UFI R091-X977-H00A-D47E

Fácil Rápido Eficaz

Ref. 0101206
 AEROSOL 300 ml.
 Cajas de 12 ud.
 EAN13:8412078070366

Microbios antes y después de la desinfección de una superficie, con etanol de 70°

(+34) 91 897 46 16 - Fax: (+34) 91 897 46 41 Apartado 44 - 28210 Madrid - España
www.microkit.es E mail: microkit@microkit.es www.medioscultivo.com

✓ AIRE: AIRESANO: BACTERICIDA-FUNGICIDA atmosférico de alta eficacia. Spray de agradable aroma. Indicado para la eliminación de bacterias y hongos en todo tipo de locales. Ref: DYBAC4

COMPOSICIÓN: combinación sinérgica de alcohol isopropílico (90,74%), Triclosan (2,17%) y Sacarinato de alquildimetil bencilamonio (0,36%). **SPRAY** fumigador con 300 ml. Fabricante: Caramba.

CARACTERÍSTICAS: actúa por inhalación, ingestión y contacto. Se caracteriza por su rápida acción de volteo y su efecto mortífero, acompañado de una baja toxicidad para los mamíferos. Por prevención, aplicar en ausencia de personas, esperar 15 minutos y ventilar antes de volver al recinto. No aplicar sobre alimentos ni animales.

ACTIVIDAD: Elevada eficacia frente a todo tipo de bacterias (*E.coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecium*, *Mycobacterium smegmatis*...), y de hongos (*Candida albicans*, *Aspergillus*...). Usar semanalmente al menos una vez, antes de irse a casa. A diario si trabaja con microorganismos.

DOSIS DE UTILIZACIÓN: Cada envase de descarga total libera la cantidad necesaria para nebulizar 16 m² (4m x 4m). Si la sala es mayor, colocar varios envases proporcionalmente (por ejemplo, si el local tiene aprox. 64 m², usar 4 packs cada vez).

MODO DE EMPLEO: debe utilizarse en zonas vacías y cerradas, en ausencia de personas y animales. Cerrar las puertas y ventanas. Fumigar con cada envase en posición vertical, colocado en el centro de la sala a tratar y a media altura. Abandonar la sala, evitando respirar el producto. Plazo de descarga total de cada spray: 1 minuto aproximadamente. Plazo de seguridad: 15 minutos. No volver a entrar hasta pasadas 2 horas. Ventilar bien antes de volver a utilizar la zona tratada.

APLICACIONES: Producto de uso doméstico, bactericida y fungicida,

Puede disparar alarmas contra incendios, al formar una niebla densa.

MANIPULACIÓN de todos estos productos

Sumamente inflamables. No aplicar sobre alimentos. No aplicar en zonas o superficies calientes, con posibles brasas o chispas. Recipiente a presión.

Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No agujerear ni quemar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

Fabricado en la UE para MICROKIT desde 2003. Actualizado en Mayo-2020.



PROGRAMA SEMANAL DE DESINFECCIÓN DEL LABORATORIO POR IMPERATIVO LEGAL SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

LABORATORIO: SEMANA DEL AL DEL MES DEL AÑO

DIA /MES/AÑO:	ALCOHOL ETÍLICO DE 70°-RUTINA SUPERFICIES USO DIARIO (varias veces)	AIRESANO -SHOCK (AIRE + SUPERFICIES) USO SEMANAL EN AUSENCIA DE PERSONAS	TOALLITAS-RUTINA (SUPERFICIES) USO A DIARIO (VARIAS VECES)	OTROS, RUTINA (JABON LABGUARD, CREMA PROCARE, DAROMIX GEL...)
LUNES/...../.....		////////////////////////////////////		
MARTES/...../.....		////////////////////////////////////		
MIÉRCOLES/...../.....		////////////////////////////////////		
JUEVES/...../.....		////////////////////////////////////		
VIERNES/...../.....				
SÁBADO/...../.....				
DOMINGO/...../.....				

De Lunes a Viernes:	Viernes, Sábado y/o Domingo:
---------------------	------------------------------