


Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A	COSMETIKIT®	DRY PLATES®	MUGPLUS
CRIOTECA®	CHROMOSALM	DESINFECTEST®	CCCNT
PLAQUIS®	KITPRO-PLUS	CROMOKIT®	MBS
M-IDENT®	SEILAGUA®	SALMOQUICK	AIRESANO
NEOGRAM	ENVIROCOUNT		

SABOURAUD DEXTROSE CAF (CLORANFENICOL) AGAR CROMOGÉNICO



Recuento selectivo de Levaduras y Mohos con mayor contraste de las colonias, que de este modo se detectan antes de aparecer, más rápidamente por su actividad metabólica anterior al crecimiento de sus colonias (verdes sobre medio crema), en base a UNE 34 821:1986 e ISOS cosméticas: NF T75-611 (Poder inhibitorio intrínseco), ISO 16212 (recuento de hongos), ISO 18416 (*Candida albicans*).

COMPOSICIÓN

Polipeptona micológica	10,00 g
Dextrosa	40,00 g
Cloranfenicol	0,50 g
Agar-agar	15,00 g
Mezcla cromogénica	c.s.
(Fórmula por litro)	
pH final:	5,6 ± 0,2



*Irritante a causa
del cloranfenicol*




PREPARACIÓN

Disolver 65,5 g de medio en 1 litro de agua destilada. Calentar hasta ebullición, agitando para su completa disolución. **NO** Autoclavar. Si se autoclava, hacerlo a sólo 116°C durante 1 minuto, o las colonias perderán mucho color.

PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO.

MANTENGA EL BOTE BIEN CERRADO EN LUGAR SECO, FRESCO Y OSCURO. AGITE EL BOTE ANTES DE USAR.

DESHIDRATADO CODIGO: [DMT503](#)



Dos levaduras, Izda: *Candida albicans*

Dcha: *Saccharomyces cerevisiae*

CONTROL DE CALIDAD DEL MEDIO

Realizado en nuestro laboratorio; es prudente repetirlo en su laboratorio siempre que varíen las condiciones (más de 3 meses sin usar, tras desinfectar laboratorio, tras conservar a alta T^a, cuando adquiere aspectos extraños aunque no haya llegado la fecha de caducidad teórica de la etiqueta,...)

DESHIDRATADO: Polvo grueso, Crema

PREPARADO: Estéril, Crema

CONTROL DE CRECIMIENTO CUANTITATIVO 3-5 días a temperatura ambiente (21-28°C aproximadamente):

Aspergillus niger-brasiliensis WDCM 00053, Correcto, Colonias verdes y esporuladas de negro en 5 días. Con respecto a TSA, recuento **73-475** %, pero de forma selectiva.

Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058, Correcto, colonias verde-oscuro. Con respecto a TSA, recuento **95-170** %, pero de forma selectiva.

Candida albicans WDCM 00054, Excelente, colonias verde-claro. Con respecto a TSA, recuento medio **122-144** %, pero de forma selectiva.

Staphylococcus aureus WDCM 00033, *E.coli* WDCM 00013, *Pseudomonas aeruginosa* WDCM00026, *Streptococcus pyogenes* MKTA19615, y *Bacillus subtilis* WDCM00003, Inhibidos

PRESENTACIÓN: MEDIO DESHIDRATADO,

NOTA: Medio base (SDA Caf) de uso muy extendido para el aislamiento y recuento de hongos (levaduras y mohos) en la industria alimentaria.

El cloranfenicol actúa como antibacteriano termoestable de amplio espectro, lo que da al medio una excelente selectividad con respecto al Sabouraud Dextrose Agar.

La mezcla cromogénica que hemos añadido al medio base, permite una visión más rápida de las colonias incipientes de levaduras y mohos, al contrastar su color verde sobre el medio crema. Si los colores que obtiene son más tenues que los de las fotografías, es porque se ha sobrecalentado el medio, debe tener más cuidado la próxima vez. Esto también le sirve de indicador de que ha caramelizado los azúcares por sobrecalentamiento, lo cual en el medio base sólo se aprecia por un color caramelo en vez de crema, y esto repercute también en la fertilidad (% de recuperación de ufc).

SIEMBRA

En placas se siembra en superficie, extendiendo con un asa de Digrafsky. Se puede sembrar en masa enfriando el medio a 45°C, pero entonces los mohos y algunas levaduras crecerán más lentamente por falta de oxígeno. El medio se incuba a 20-25 °C aproximadamente, durante 3-5 días.

INTERPRETACIÓN

Las levaduras aparecen como colonias verdes no filamentosas, a menudo mucosas. Los mohos crecen con colonias filamentosas, verdes y de margen difuso. Identificar al microscopio los mohos; para levaduras y mejores identificaciones de mohos, enviar las placas de cultivos puros a nuestro servicio de Identificación molecular.

El usuario final es el único responsable de la destrucción de los organismos que se hayan desarrollado, según la legislación medioambiental vigente.

Fabricado en la UE por MICROKIT desde 2017 bajo ISO 9001, ISO 11133 y GMPs, revisado en Marzo-2020