



CEPAS CUANTITATIVAS EN LENTEJAS



¡Por fin una gama completa de cepas cuantitativas, certificadas y estables de alta calidad y larga caducidad!

$$A \pm B = C$$

El certificado de control de calidad atestigua la autenticidad y la trazabilidad de los microorganismos, indica el número de siembras desde la colección TIPO y expresa el valor medio cuantitativo del lote (ufc/lenteja), así como la incertidumbre.



El formato en lenticula de gelatina permite su siembra directa del criovial al medio de cultivo, sin necesidad de asas ni pinzas.



Son ideales para control de fertilidad de medios, así como para validaciones, porque contienen cantidades precisas de cfu en cada lenteja



Las cepas usadas en MICROKIT y por tanto, disponibles con mayor o menor plazo de entrega son las siguientes:

Cepa	Nº Colección lentejas (consultar disponibilidad)	Cepa (nueva desde 2008)	Nº Colección lentejas (consultar disponibilidad)
<i>Bacillus cereus</i>	7464	<i>Burkholderia cepacia</i>	10743
<i>Bacillus subtilis</i>	10400	<i>Citrobacter freundii</i>	9750
<i>Campylobacter jejuni</i>	11322	<i>Clostridium sporogenes</i>	19404
<i>Candida albicans</i>	3255	<i>Klebsiella oxytoca</i>	8167
<i>Clostridium perfringens</i>	8237	<i>Legionella micdadei</i>	11371
<i>Enterobacter aerogenes</i>	10006	<i>Listeria innocua</i>	11288
<i>Enterococcus faecalis-D</i>	775	<i>Listeria ivanovii</i>	11846
<i>Escherichia coli</i>	9001	<i>Micrococcus luteus</i>	9278
<i>Escherichia coli O157:H7</i>	12900	<i>Proteus mirabilis</i>	10975
<i>Legionella pneumophila</i>	12821	<i>Salmonella abony</i>	6017
<i>Listeria monocytogenes</i>	11994	<i>Salmonella enteritidis</i>	6676
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10662	<i>Salmonella indiana (LACT +)</i>	11304
<i>Salmonella poona</i>	4840	<i>Serratia marcescens</i>	10211
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3191	<i>Shigella sonnei</i>	9774
<i>Staphylococcus aureus</i>	6571	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	11047
		<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	10903
Presentación	KIT 10 LENTEJAS MKT-N	Presentación	KIT 10 LENTEJAS MKT-N

La carga de ufc por lenteja, varía de unos lotes a otros y no se puede pre-reservar.

- ➔ Recomendamos el uso de cepas cuantitativas para los estudios de sensibilidad, especificidad, eficacia, exactitud, precisión y para el cálculo del límite de detección/cuantificación; así como en control de calidad rutinario para verificar la productividad de los medios de cultivo.
- ➔ Le sugerimos que guarde en CRIOTECA®/ANAEROTECA la cepa utilizada, para posteriores estudios cualitativos con cepas de trabajo.

Presentación:

- ★ En cajas de 10 unidades (10 lentejas, cada una en un criovial).
- ★ Estabilidad media de 1 año desde fabricación, de 3-9 meses desde la entrega al cliente final.



Consulte disponibilidad y caducidad antes de efectuar su pedido, no se admiten devoluciones de estos productos.