

Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A	COSMETIKIT®	DRY PLATES®	MUGPLUS
CRIOTECA®	CHROMOSALM	DESINFECTEST®	CCCNT
PLAQUIS®	KITPRO-PLUS	CROMOKIT®	MBS
M-IDENT®	SEILAGUA®	SALMOQUICK	AIREANO
NEOGRAM	ENVIROCOUNT		

## **BACTERIÓFAGOS ARN F Específicos CALDO BASE**

Detección y enumeración de bacteriófagos ARN F ESPECÍFICOS ISO 10705-1

### **COMPOSICIÓN**

Triptona	10g/L
Extracto de levadura	1g/L
NaCl	8g/L

En frasco pinchable (pida aparte [SMT800F](#), esterilizado por filtración, mantener en la oscuridad a  $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  durante un máximo de 6 meses, no calentar):

CaCl <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O	3 g/100 mL
Glucosa	10 g/100 mL

(Fórmula por litro)

pH final:  $7,2 \pm 0,1$

PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. MANTENGA EL BOTE BIEN CERRADO EN LUGAR SECO, FRESCO Y OSCURO.

AGITE EL BOTE ANTES DE USAR, PARA HOMOGENEIZAR LOS GRADIENTES DE DENSIDAD DE LOS COMPONENTES, SOBRE TODO TRAS ALMACENAMIENTOS PROLONGADOS.

### **PREPARACIÓN**

Disolver 19 gramos de medio en 1 litro de agua bidestilada tibia. Calentar, agitando, hasta ebullición, para la total homogeneización. Ajustar el pH a  $7,2 \pm 0,1$ . Distribuir en frascos de 200 mL. Autoclavar a  $121^{\circ}\text{C}$  durante 15 minutos. Conservar los frascos en la oscuridad a  $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  durante un máximo de 6 meses. No congelar!

**PRESENTACION:** DESHIDRATADO CODIGO: [DMT806](#)

**SIEMBRA:** Añadir 2 mL de la solución CaCl<sub>2</sub>-Glucosa a 200 mL de medio BASE. Agitar para homogeneizar.

**Seguir las directrices de la norma ISO 10705-1.**

El usuario final es el único responsable de eliminar los microorganismos de acuerdo con la legislación medioambiental vigente. Autoclavar antes de desechar a la basura.

Medio fabricado bajo las directrices de las GMP en empresa certificada según Norma ISO 9001 y auditada según Normas ISO 11133. Fabricante: [UE ES-B-81760043-MICROKIT](#)

Medio fabricado en la UE por MICROKIT desde 2022, bajo ISO 9001, ISO 11133 y GMPs, revisado en Febrero, 2022