





**ESTAS SON LAS NOVEDADES SOBRE EL CATÁLOGO 2009 QUE HEMOS PREPARADO PARA UD. DURANTE 2009 Y 2010**

VR002	<p><b>VIRAPID Legionella stick</b> <b>¡aumente en un 60% la sensibilidad en la detección de Legionella con respecto a los látex!</b></p> <p>Inmunocromatograma para confirmar colonias en 15 minutos, con la máxima eficiencia. Sólo en mercado de aguas y aire (no sector clínico). 4 bandas: Control, <i>Legionella spp.</i>, <i>Legionella pneumophila-ser.1</i> y <i>Legionella pneumophila-todos los serogrupos</i>, máximas estabilidad, sensibilidad y especificidad. Diseño por parte de expertos en PCR. Sin necesidad de aparatos ni interferencias de la muestra.</p>	25 test
<p>PD10N</p> <p>PDKKII *</p>	<p><b>Luminómetro Lumitester</b> único en el mundo que detecta no sólo ATP, además AMP: Máxima sensibilidad en la higiene de superficies, al informar no sólo de las superficies sucias con materia orgánica viva sino además con materia orgánica antigua que también es suciedad y fuente de proliferación de los microorganismos. Permite localizar puntos críticos en segundos sin obtener los peligrosos falsos negativos típicos del control clásico de sólo ATP</p> <p><b>Lucipack Swabs PDKK</b> (torundas para el equipo) <b>Si se piden 12 cajas (incluso programadas, 1 al mes) de Lucipack Swabs PDKK, el LUMINÓMETRO le sale</b></p>	<p><b>¡GRATIS! *</b></p>   <p>100 test <b>¡GRATIS EN DEPÓSITO!</b></p>
MW570	<p><b>ListeriaKIT SCREENING SWABS</b></p> <p>Atención, el 25% de muestras de pescado ahumado y el 9% de embutidos loncheados contienen <i>Listeria monocytogenes!!!</i> Haga un screening negativo rápido y localice puntos críticos con su presencia en fábricas, cocinas, neveras, restaurantes... Positivos: viraje del medio amarillo a negro, escasez de falsos positivos de Enterococos, Estafilococos, o de otras especies de Listeria.</p>	 <p>125 test 1000 u</p>
MW503	<p><b>ColiformKIT SCREENING SWABS</b></p> <p>Para screening negativo (descartar muestras negativas) de coliformes en superficies de fábricas, cocinas, restaurantes..., prueba de higiene por viraje de color de púrpura-violeta a amarillo.</p>	 <p>125 test</p>



MW750	<b>STERIKIT SCREENING SWABS</b> Screening negativo de microorganismos, prueba de higiene en industria por viraje de color rojo a amarillo, más rápido cuanto mayor es el nivel de microorganismos presentes. Para laboratorios farmacéuticos, control de esterilidad en superficies.	2 x 50 test
MW788 = BSL570	<b>LPT NEUTRALIZING 10 ml SWABS (ENVIROSWABS)</b> Para toma de muestras y neutralización de todo tipo de desinfectantes y conservantes, similar a nuestros clásicos Enviroswabs pero además con Peptona. Ideal para posteriores recuentos de cualquier microorganismo en superficies, añadiendo 1 ml por placa o CompactDryPlate® del medio adecuado.	2 x 50 test
SUL90627	<b>LACTOPEROXIDASA</b> , tiras para control de la ultrapasteurización (UHT) en leche, complementarias del clásico kit para pasteurización normal (fosfatasa alcalina)	100 test
MDB50 MDT50	<b>DR.MILK</b> , inmunocromatograma en tiras para detección en 5 minutos de betalactámicos (MDB50) o tetraciclinas (MDT50)	50 test 50 test
LCT-5	<b>LACTAMATOR</b> , suplemento en viales liofilizados para medios de cultivo usados en laboratorios farmacéuticos: <b>Penasa + cefalosporinasa a muy alta concentración</b> : 50 UI cefalosporinasa y 500 UI penasa (ATENCIÓN, las UI son de penasa, no simplemente de penicilina inactivada!) Cad: 2 años tras fabricación.	10 u
LCT-20	Idem 2 K UI cefalosporinasa y 20 K UI penasa	1 u
GMB...	<b>PELUCHE DE MICROBIOS</b> , a elegir entre 14: <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>E.coli</i> , <i>Shigella dysenteriae</i> , <i>Anabaena flos-aquae</i> (cianobacteria toxigénica), <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Giardia lamblia</i> (protozoo parásito), <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Penicillium chrysogenum</i> , <i>Alexandrium tamarense</i> (dinoflagelado de mareas rojas). Si se solicita junto con un pedido de medios de cultivo y kits de MICROKIT superior a 350 €.....	1 u 
<p><b>OFERTA:</b> con cada pedido en medios de cultivo MICROKIT superior a 350 € regalo de 1 peluche de microbios, colección completa 10 peluches de los microorganismos más buscados en aguas, alimentos, ambiente, medicamentos y cosméticos. <b>Colecciónelos, es gratis!</b></p> 		
VIRCELL-CP	<b>Kit detección <i>Clostridium perfringens</i> en agua</b> en escasas horas, combina P/A con PCR y con STICK de lectura visual	EN DESARROLLO
VIRCELL-CT	Idem <i>Clostridium tyrobutyricum</i> en leche, queso, etc.	DESARROLLADO



**Actualización en uno de los clásicos laminocultivos DESINFECTEST® DE MICROKIT®:**

MBN103	<b>EC</b> Verdoso / Crema	-Enterobacterias (Incl.Salmonella, diferencial) (HEKTOEN ENTERIC AGAR) / -Coliformes (Incluido <i>E. coli</i> , diferencial) MUGPLUS CFS/VANC. AGAR)	20u	240u *
--------	---------------------------------	---	-----	--------

**CASSETTES PARA MUESTREO DE AIRE CON MUESTREADOR DE MILLIPORE:**

Envíenos vacíos los que desee (en sus cajas originales de 114: los 4 que sobran de cada lote los usamos para QC) y se los llenamos con el medio que guste, para que pueda seguir la normativa que más le afecte. Las más solicitadas son las que incluimos aquí (a causa de la UNE 100012 de climatización de aires confinados), pero nos puede solicitar el medio que desee:

PPLM02	Cassettes muestrador Millipore <b>LPT Neutralizing Agar</b> UNE100012 recuento de aerobios en ambientes desinfectados	11 x 10u
PPLM03	Cassettes muestrador Millipore <b>Rosa Bengala Caf.Agar</b> UNE100012 recuento de hongos en ambientes desinfectados	11 x 10u
PPLM01	Cassettes muestrador Millipore <b>Agar Algas</b>	11 x 10u
PPLM...	Cassettes muestrador Millipore <b>otros medios</b>	CONSULTAR



**NUEVAS COMPACT DRY PLATES®**

1002970 X-BC	Compact Dry Plates ® X-BC ( <i>B.cereus</i> )	Caja pequeña 40 u Caja grande 920 u
166TC+CP	<b>Compact Dry Plates ® Combi <i>Pseudomonas aeruginosa</i></b>	40 u
2947R2+CB	<b>Compact Dry Plates ® Combi <i>Burkholderia cepacia</i></b>	40 u
166 TC+CC	<b>Compact Dry Plates ® Combi <i>Candida albicans</i></b>	40 u

**PRESENTACION ECONOMICA 500 g DE LOS DESHIDRATADOS CROMOGÉNICOS CROMOKIT**

DMT500	CHROMOSALM MICROKIT® AGAR Aislamiento selectivo y diferencial de Salmonella (ISO 6579) (Usar 36,5 g/l)	500 g
DMT700	CHROMOCYTOGENES MICROKIT® AGAR BASE Aislamiento selectivo y diferencial de <i>Listeria monocytogenes</i> ISO 11290 (15-10-2004) s/ Ottaviani and Agosti (Usar 70,5 g/l)	500 g
SMT700+	Supl. doble p/Chromocytogenes c.s.p.5 litros (10 pares de viales x c.s.p. 500 ml cada pareja), cad.2 años	10 pares de viales
DMT400	MUGPLUS® MICROKIT® AGAR (BASE) <b>AGAR CROMOGENICO BOE 31/Marzo/2009</b> Recuento <i>E.coli</i> (Azul) y demás Coliformes (Rosa) en aguas (M.F.) y alimentos (AFNOR V08053-4) (Use 26 g/l)	500 g
DMT900	MCC COLICULT® CHROMO-FLUOROGENIC BROTH Detección P/A y NMP de Coliformes (viraje a azul) y de <i>E.coli</i> (fluorescencia). (AFNOR V08053-4) (Usar 10 g/l)	500 g

**NUEVO MINI-DRINK WATER KIT Y NUEVOS KITS P/A**

KMT005	<b>MINI-DRINK WATER KIT</b> de larga caducidad para análisis completo de potabilidad del agua, válido para no profesionales y para expertos: plaquita aerobios totales, Viales P/A Coliformes+ <i>E.coli</i> , Enterococos fecales, <i>Clostridium perfringens</i> y sus esporas, bolsas tomamuestras y todo lo necesario para interpretar KIT portátil, económico y de fácil empleo para analisis de pozos, fuentes, bidones, supervivencia, etc.	3 test completos	30 test completos
FPA908	Viales prepesados 2 g <i>P. aeruginosa</i> P/A en 100 ml de agua (vira de paja a rosa)	40 u	400 u
RPL314	Frascos P/A FERROKIT para detectar bacterias del hierro en 100 ml de agua	10u	90 u



## NUEVOS MEDIOS DESHIDRATADOS Y SUPLEMENTOS

DMT012	AC BROTH Esterilidad comercial, recuperación aerobios (34 g/l)	500 g	5x500g
DMT355	ANTIBIOTIC MEDIUM A19	500 g	5x500g
BCD015	BRILLIANT GREEN BILE 2% LACTOSE BROTH (polvo) (Usar 40 g/l)	500 g	5x500g
DMT013	Differential Clostridial Weenk Agar DCA Recuento de Clostridios sulfito reductores en alimentos desecados (41,5 g/l)	500 g	5x500g
SLX112	Campylobacter Cefoperazona supplement (usar 2 viales: 32 mg/l de medio)	10 viales	
SLX212	Campylobacter Anfotericina supplement (usar 1 vial: 10 mg/l de medio)	10 viales	
DMT228	Dichloran Glicerol DG18 Agar Recuento de levaduras y mohos en alimentos con actividad de agua < 0,95 (ISO 21527-2) (Usar 31 g/l)	500 g	5x500g
DMT229	Dichloran-Rose Bengal Caf. DRBC Agar Rto. levaduras y mohos en alimentos con actividad de agua >0,95 (ISO 21527-1) (Use 31 g/l)	500 g	5x500g
DMT226	Malt Extract Agar	500 g	5x500g
SMT009	MUP para 2,5-8 litros de TSC Agar, proyecto ISO <i>C.perfringens</i>	250 mg	
DMT207	POTATO DEXTROSE CAF. AGAR (PDA CAF) ISO18416 <i>C.albicans</i> en cosméticos, hongos rápidos y exuberantes (APHA). (Use 39 g/l)	500 g	5x500g
DMT235	SDA/LMDA-BEER AGAR	10x500 g	
DMT778	TSB-CROMOGENICO IRRADIADO polvo * (para validaciones farmacéuticas. Circuito no estéril: cambia a rojo) (30 g/l)	2x500 g	5 x500 g
DMT174	VIBRIO HIPERSALINE PARAHAEMOLYTICUS AGAR (100 g/l)	500 g	5x500g
DMT230	WL NUTRIENT CLORANFENICOL AGAR (75 g/l)	500 g	5x500g

## NUEVOS MEDIOS PREPARADOS EN PLACA DE MÁXIMA CALIDAD

Plazo de entrega 2 semanas (importación de Alemania, máxima calidad: no las encontrará mejores)

PPL929	PLAQUIS® herméticas TSC-MUP AGAR, <i>C.perfringens</i> colonias fluorescentes	36 u
PPLA02	Baird Parker Medium	20 u
PPLS01	Blood Agar Sheep Columbia ( <i>Legionella pneumophila</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Bacillus cereus</i> ...)	20 u
PPLS04	<i>Candida</i> Biggy Agar	20 u
PPLS03	Cetrimide <i>Pseudomonas</i> Agar	20 u
PPLS30	<i>Legionella</i> GVPC Selective Agar MAXIMA RECUPERACIÓN	20 u
PPLS31	<i>Legionella</i> BCYE Non-Selective Agar MAXIMA RECUPERACIÓN	20 u
PPLS32	Mannitol Salt Agar	20 u
PPLS42	Sabouraud Caf. Agar	20 u
PPLS20	<i>Salmonella</i> Brilliant Green Agar	20 u
PPLS21	<i>Salmonella</i> Hektoen Enteric Agar	20 u
PPLS22	<i>Salmonella</i> SS Agar	20 u
PPLS23	<i>Salmonella</i> XLD Agar	20 u
PPLS50	TSA Tryptic Soy Agar	20 u

## NUEVOS MEDIOS PREPARADOS EN FRASCO O TUBO

TPL206	T.Buff.Peptone Sol.pH 7 ISOs cosméticas en tubos 9 ml	200 u	
RPL700	Fr.CHROMOCYTOGENES AGAR BASE (Ottaviani & Agosti <i>Listeria</i> ISO11290)	10 u	90 u
RPL117	Fr.COLUMBIA AGAR Pharmacopea 100 ml	10 u	90 u
RPL148	Fr.FLUID A PHARMACOPEA for membrane filtration 100 ml	10 u	90 u
RPL149	Fr.FLUID D PHARMACOPEA for membrane filtration 100 ml	10 u	90 u
RPL150	Fr.FLUID K PHARMACOPEA for membrane filtration 100 ml	10 u	90 u
RPL238	Fr.FLUID A PHARMACOPEA for membrane filtration 225 ml	25 u	
RPL239	Fr.FLUID D PHARMACOPEA for membrane filtration 225 ml	25 u	
RPL240	Fr.FLUID K PHARMACOPEA for membrane filtration 225 ml	25 u	
TPL017	T. <i>Legionella</i> BCYE Revitalizing Broth en tubos 18 ml	20 u	200 u
RPL084	Fr.Potato Carrot Agar (desarrollo del hongo antifúngico <i>Trichoderma harzianum</i> y del hongo insecticida <i>Beauveria bassiana</i> ) 100 ml	90 u	
RPL118	Fr.RCM Reinforced Clostridial Fluid Medium Pharmacopea 100 ml	10 u	90 u
TPL052	T,TSB con 0,1% de Tween 80 en tubos 9 ml	20 u	200 u
TPL026	T.EUGON LT100 Neutralizing Broth 9 ml ISOs cosméticas	20 u	200 u
TPL027	T.Dichloran Glicerol Rosa Bengala Caf. DRBC Agar Hongos ISO 21527	20 u	200 u
TPL022	T.YGC (Caf.Glucose Agar) en tubos 18 ml	20 u	200 u

Si todavía no tiene el catálogo completo MICROKIT 2009 (válido también para 2010-2011), solicítelo sin compromiso: más de 1000 productos para control microbiológico a su entera disposición! Solicite la lista de precios 2010 de los medios deshidratados MICROKIT: novedades y grandes mejoras de precios. Solicite el listado de cambios de precios de kits y servicios MICROKIT desde 2009

Ultima revisión: 24/Septiembre/2010