



Plaquitas de medios agarizados



Apilables con enorme estabilidad



Cassettes vacías para el uso que desee



CASSETTES MICROKIT

Tecnología de transporte, almacenamiento y visualización de muestras microbiológicas



DryPlates de medios deshidratados estériles

VERSATILIDAD


- Más cantidad dentro de la estufa
- Superficie rectangular para escritura
- Para guardar muestras
- Siembra más cómoda

PROPIEDADES MECÁNICAS Y TÉRMICAS

- Buena resistencia al calor
- Moldeados por inyección
- Cassettes desechables



100 % Poliestireno de uso general (GPPS)



- T. de deflexión térmica 75 °C
- T. de ablandamiento Vicat 85 - 102 °C
- T. de fusión 180 - 208 °C



- Absorción de agua saturada a 23°C menor a 0.1%
- Humedad a 23 °C menor a 0.1%
- Retracción lineal del molde 0.4 - 0.6%

“FONDO PLANO”

La muestra no migra a los bordes