

MICROKIT PRODUITS PHARE PAR SECTEURS

2.

Eaux Industrielles ET Désinfection DE L'AIR ET DES SURFACES



(Voir aussi indications eaux pour la consommation humaine et embouteillées)



* KIT P/A *Legionella pneumophila* RPL330, 20 ou 200 tests ou revitalisation avant de suivre la règle ISO 11731



* M-Ident-Legionella latex pour confirmer et sérogrupper les colonies de *L.pneumophila* KMB301, 50 tests.



* Tubes réducteurs du Sulfate Desulfovibrio API (American Petroleum Institute) Agar TPL048, 20 ou 200u

* RAPIDSCREEN-RAPIDTEST évaluation rapide de la charge microbienne, KAJ001, 20 ou 200 tests, ou bien le même kit pour dénombrement des eaux industrielles dès 4-8 heures!



* KITPRO contrôle immédiat de salubrité des surfaces par virement de couleur au bleu KP030, 36u

* KIT P/A piscines et eaux de bains, 8 paramètres microbiens RPL399, 1 ou 10 tests



* Dipslides DESINFECTEST® pour le contrôle quantitatif de surfaces ou semi-quantitatif de liquides: Dénombrement total de bactéries, levures, moisissures, enterobactéries, coliformes, *E.coli*, Staphylococcus, Listeria.

* MICROFLOW, l'échantillonneur d'air multifonction; UNE 100012 et ISO 14698: Avec plaques de contact et plusieurs volumes et plusieurs débits.



* LPT Neutralizing Agar, dénombrement Total par surfaces et airs désinfectés, DMT066, 500g, PPL502 Plaques de contact UNE 100012

* Rose Bengale Caf.Agar, Dénombrement de Levures et moisissures sans invasion de la plaque, DMT101, 500g, PPL506 Plaques de contact UNE 100012



* Listeriswabs pour la recherche de *L. monocytogenes* en HACCP MW 570, 125-1000 u

* Protocole MICROKIT pour analyse microbiologique de l'environnement et des ouvriers PRT-SEILA-002